

## PLANETÁRNÍ KULOVÝ MLÝN APBM

### Varianty:

- Se čtyřmi mlecími stanicemi – ABPM-4
- Se dvěma mlecími stanicemi – ABPM-2

### Aplikace:

- Mletí za sucha / mletí za mokra
- Turbulentní míchání / laminární míchání
- Mechanické legování

### Výhody produktu:

- Nastavitelná doba mletí
- Dispozici široká škála mlecího příslušenství: misky s různými objemy a materiály
- Krátká doba mletí – v průměru několik minut pro dosažení velikosti zrna pod 200 µm
- Ovládání pohonu (otáčky od 1 do 300 ot./min.)

### Standardní výbava:

- Základní zařízení
- Dvě nebo čtyři mlecí stanice
- Mlecí misky INOX v množství odpovídajícím modelu
- Uživatelský manuál
- Prohlášení o shodě s normami CE



**Záruka: 24 měsíců**  
**Záruční a pozáruční servis**

Technická data		APBM
Rozměry	délka	650 mm
	výška	520 mm (900 mm s otevřeným víkem)
	šířka	650 mm
Váha		ok. 140 kg (bez misek a kuliček)
Nastavení času		1 s až 999 hod.
Hladina hluku		méně než 85 dB(A) (v závislosti na otáčkách, vstupním materiálu, velikosti a počtu mlecích misek a kuliček)
Elektrické napájení		220 V - 240 V AC, 50 Hz
Spotřeba proudu		6 A
Příkon		1,3 kW
Ochrana (automatická pojistka)		6 A

## Příslušenství

Mlecí misky o objemu 80 ml, 250 ml, 500 ml z nerezové oceli, chromová ocel

Mlecí koule o průměrech od 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm z nerezové oceli, chromové oceli

Další možnosti: brusné sady z achátu, korundu a zirkonia

## Plnění kuličkami

Objem mlecí mísy	Průměr koule					
	5 mm	10 mm	15 mm	20 mm	30 mm	40 mm
80 ml	250	25	10	5	—	—
250 ml	1000	50	45	15	6	—
500 ml	2000	100	70	25	8	4

*APBM 4 může pracovat současně se dvěma nebo čtyřmi stejnými miskami se stejnou náplní. Je požadováno, aby pro správnou funkci byla v každé misce umístěná stejná hmota/hmotnost.*

DISTRIBUTOR: