

## ŘEZACÍ MLÝN ACM-3

### Výhody produktu:

- Rozměry ústí násypky 130 x 200 mm
- Šikmý řezný rotor s nasávající objemné a pevné částice
- Výměnné nože mohou být opakovaně nabroušeny
- Prostorná otevírací mlecí komora zabraňuje zahřívání vzorku
- K dispozici jsou dva typy násypky: s PE pístem a násypka bez pístu pro objemné vzorky
- Zařízení se snadno udržuje
- bezpečnostní zámky
- Rám na 4 kolečkách
- CE normy

### Příslušenství a další možnosti:

- Sací zařízení: Doprava granulátu "Cyklon"
- Náhradní spodní síta, velikosti:
  - standardní síta: 10; 8; 6; 5; 4; 3 mm
  - síta na vyžádání: 2; 1,5; 1; 0,5 mm



**Záruka: 24 měsíců**  
**Záruční a pozáruční servis**

*verze zařízení s násypkou, pístem a 15 l sběrnou nádobou*



*otevřená mlecí komora*



*náhradní spodní síta*

## Další funkce zařízení::

- speciální mlecí komora
- dveře mlecí komory s bezpečnostním zámkem
- 4 litrový sběrný koš (standardní)
- 15 litrový sběrný koš (volitelně)
- kompaktní a stabilní rám
- rám na 4 kolečkách

Technická data:		ACM 3
Applikace		zmenšení velikosti řezáním
Vlastnosti vstupního materiálu		měkké, středně tvrdé, tvrdé, pružné, vláknité
Velikost vstupního materiálu		< 160 mm
Výkon		max 50 kg/h*
Rotační nože / Statické nože		3 x 3 / 2
Finální jemnost		<500 µm*
Rozeř vstupního hrdla násypky		130 x 200 mm
Pohon		3x 400V/50Hz
Rychlost rotoru		224 rpm
Výkon pohonu		2,2 kW
Rozeř	délka	550 mm
	výška	1390 mm (1430 mm se zdviženým pístem)
	šířka	910 mm

\* v závislosti na vstupním materiálu a konfiguraci/nastavení přístroje

DISTRIBUTOR: