

ŘEZACÍ MLÝN ACM-4

Výhody produktu:

- Šikmý řezný rotor s agresivně vtahuje objemné a pevné částice vzorku
- Nevyžaduje žádné nastavení rotoru, pouze nastavení listu rotoru
- Čepele mohou být opakovaně nabroušeny
- Náhradní spodní síta
- Rychlé čištění a otevírání
- Vysoce výkonný pohon s klínovým řemenem
- Bezpečnostní zámky
- Normy CE

Záruka: 24 měsíců
Záruční a pozáruční servis



Dane techniczne	ACM-4
Applikace	zmenšení velikosti řezáním
Vlastonsti vstupního materialu	měkký, středně tvrdý, houževnatý, elastický, vláknitý
Rozměr vstupu	230 x 150 mm
Nože rotoru	3 nože
Nože statoru	2 nože
Rychlost rotoru	280 rpm
Finální jemnost	< 0,5 mm
Výkonnost	up to 100 kg/h*
Pohon	3x400V, 50 Hz
Výkon pohonu	3 kW
Čistá váha	~ 230 kg **

* v závislosti na vstupním materiálu a konfiguraci/nastavení přístroje

** v závislosti na konfiguraci/nastavení přístroje

Příslušenství a další možnosti:

- Násypka s posunovačem
- Nasávací zařízení: doprava granulátu "Cyklonem"
- Náhradní spodní síta, velikosti: 12 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm



standardní násypník



násypka s posunovačem

DISTRIBUTOR: